


Vejledning til strandkørestol

Har du en funktionsnedsættelse, kan du med hjælp af strandkørestolen komme i vandet fra strandkanten.



Copyright Deschamps.fr/Importør SkovTrup.dk

Beskrivelse af strandkørestolen

Strandkørestolen er et hjælpemiddel på tre terrængående store hjul. En hjælper kan nemt køre den fra vej, sti, over sand og ud i vandet fra strandkanten.

Strandkørestolen flyder i vandet og har stabilitet ved hjælp af flydepontoner i armlænet og luften i de tre hjul.

- Brugeren kan sidde i en behagelig siddeposition både på stranden og i vandet.
- Stolen kan indstilles i tre siddepositioner afhængig af personens størrelse (ved træk i kæde).
- Den har en X-sele i sædet, og på stolen er der også en sele til benene, som kan bruges ved behov.
- Der er ekstra håndtag på armlænet, så brugeren kan føle yderligere tryk og sikkerhed.

Hvem kan bruge stolen ?

Strandkørestolen kan bruges af alle børn, unge og voksne med funktionssnedsættelser/kørestolsbrugere. Maksimal vægt ved brug er 150 kg.

Sikkerhedsmæssige krav – Disse skal følges nøje for tryk og sikker brug

- Brugeren i strandkørestolen skal **sidde fastspændt i selen**.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal brugeren **have redningsvest på**, når vedkommende er i vandet. **Der stilles ikke en redningsvest til rådighed. Denne skal medbringes af brugeren.**
- Der skal altid være **en hjælper**, som skubber kørestolen ud i vandet og holder fast i stolen, så den ikke driver til havs.
- Strandkørestolen **skal bruges fra strandkanten** og ikke fra moler og badebroer.
- Det skal vurderes, om der er **badeegnede forhold** på stranden.
- **Må kun bruges** når der er svag strøm, svag vind, små bølger og god sigtbarhed.
- Følg ydermere altid de generelle retningslinjer på den pågældende strand

På eget ansvar

- Lån af strandkørestolen er på **eget ansvar**.

Hvor må strandkørestolen bruges ?

- Strandkørestolen må kun bruges på **Storstranden i Juelsminde**, her er der livreddere.

Udlån

- Nøgler udleveres ved **Juelsminde Fisk** (fiskeforretning), i tidsrummet kl. 10.00 - 17.00.
- Strandkørestolen hentes **i Kajakklubbens lagerbygning med indgang ved Juelsminde Sejlklub**.
- Porten åbnes og strandkørestolen skubbes ud. Porten lukkes indefra. Udgang via Sejlklubbens hovedindgang. **Husk at låse døren**.
- I perioden den 28. juni - 21. august 2024, i tidsrummet kl. 10.00 - 17.00.
- Efter 'først til mølle-princippet'. Kan ikke forud reserveres.

Aflevering af strandkørestolen

- Strandkørestolen afleveres på den anviste plads ved **Juelsminde Sejlklub, i Kajakklubbens lagerbygning** i samme stand som man modtog den. Skal være skyllet ren for sand.
- Porten lukkes indefra. Udgang via Sejlklubbens hovedindgang. **Husk at låse døren**.
- Nøgler afleveres ved **Juelsminde Fisk** (fiskeforretning) senest kl. 17.00.



Copyright Deschamps.fr/Importør SkovTrup.dk



Instruktionsvideo



Vedligeholdelse og drift: Kontakt Hedensted Kommunes turistbil: 21 32 29 23.

Strandkørestolen er bevilget af Udvalget for Social Omsorg, Hedensted Kommune